

PRIMEDIC HeartSave PAD

Der ideale AED für Ersthelfer und Laien - mit prägnanten Sprachansagen für sichere Anwendung



- ▶ Automatisierter externer Defibrillator
- ▶ Haltbarkeit
- Batterie: bis zu 3 Jahre / 140 Schocks
- Elektroden: 3 Jahre, vorkonnectiert
- ▶ Kindermodus & Kindertaste
- ▶ Metronom
- ▶ einsprachig
- ▶ täglicher Selbsttest

ADAPTIVE BENUTZERFÜHRUNG Der AED passt sich zur Optimierung des HLW-Ablaufs der Arbeitsgeschwindigkeit des Anwenders an

KINDERTASTE für Kinderdefibrillation mit angepassten Energiestufen auch ohne spezielle Kinderelektroden

BIPHASISCHE ENERGIEABGABE mit Thorax-Impedanz-Messung und einer individuellen Energieanpassung bei jedem Schock

ESKALIERENDE ENERGIESTUFEN bis 360 J für optimale Wirkung auch bei eventuell notwendigen Mehrfach-Defibrillationen

CPR-PRIME Spezieller HLW-Algorithmus zur Minimierung der No-Flow-Zeiten und Optimierung der Schockeffizienz

WIRTSCHAFTLICHKEIT Langlebige und preisgünstige Verbrauchsmaterialien sorgen für nur minimale Folgekosten

DOKUMENTATION von jedem Einsatz auf einer Speicherkarte (Ereignisse mit Zeitstempel, Messwerte, EKG)

MADE IN GERMANY Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Technischer Service der Metrax GmbH befinden sich seit über 40 Jahren in Rottweil

Technische Daten

- ▶ Automatische Aktivierung des AED bei Abnahme des Gerätedeckels für eine schnellstmögliche Inbetriebnahme
- ▶ Lebensdauer Batterie: bis zu 3 Jahre / 140 Schocks
- ▶ Haltbarkeit SavePads: bis zu 3 Jahre
- ▶ vorkonnectierte Elektroden für eine schnellstmögliche Versorgung des Betroffenen
- ▶ Kindermodus per Tastendruck – somit sind im Notfall keine speziellen Elektroden erforderlich
- ▶ einsprachig (Standard: Deutsch), insgesamt stehen 40 Sprachen zur Auswahl
- ▶ Anleitung zur HLW auch während der Ladephase, um eine optimale Patientenversorgung sicher zu stellen und die "No-Flow-Zeiten" minimieren zu können
- ▶ Metronom zur korrekten Druckfrequenz während der Herzdruckmassage, um den Anwender zu unterstützen
- ▶ stufenlose Anpassung der abgegebenen Energie an jeden Patienten mit eskalierenden Energieabgaben bis 360 J bei evtl. notwendigen Mehrfach-Defibrillationen
- ▶ automatische tägliche Selbsttests mit Statusanzeige für Funktion und Batterie
- ▶ Speicherung der Einsatzdaten auf einer entnehmbaren Speicherkarte
- ▶ Lieferung inkl. Notfallset (Handschuhe, Beatmungstuch, Rasierer, Kleiderschere) zum persönlichen Schutz
- ▶ Software zum Auslesen / Dokumentation der Einsatzdaten
- ▶ stromgesteuerter Rechteckimpuls zur maximalen Patientenschonung
- ▶ Staub- und Schwallwasser-geschützt (IP 55)
- ▶ Gewicht nur ca. 2,5 kg
- ▶ Made in Germany

Batterie 3: Die Lebensdauer der Batterie beträgt normalerweise bis zu 3 Jahre, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: Die Batterie ist in das Gerät eingelegt, das Gerät befindet sich ausschließlich im Standby-Modus und wird nicht verwendet, sondern führt lediglich die von Metrax empfohlenen turnusmäßigen Selbsttests durch, und die Umgebungstemperatur beträgt durchgängig 23 Grad Celsius (- ±2 Grad Celsius). Die Lagerung der Geräte im Freien verkürzt die Lebensdauer der Batterie erheblich. Weil verschiedenste Parameter die Lebensdauer der Batterie beeinflussen können, übernimmt Metrax keine Haftung für die Lebensdauer der Batterie.