

Abwicklungsvorgehen bei der Sicherheitstechnischen Kontrolle

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte beachten Sie folgende Punkte beim Versand von Ihrem AED HS1 oder FRx von Philips:

1. Entnehmen Sie bitte dem Gerät die Batterie und legen Sie diese mit einem Papier- oder Folienschutz (dünn) wie unten beschrieben wieder ein. Das Gerät sollte jetzt aus und nicht funktionstüchtig sein.

1. Batterie entnehmen



2. Streifen einlegen



3. Batterie einlegen



2. Verpacken Sie das Gerät gut gepolstert in einem stabilen Karton (idealerweise dem Originalkarton)
3. Drucken Sie den Gefahrgut-Aufkleber in Originalgröße (100%) aus und kleben Sie diesen auf das Paket
4. Drucken Sie die als Anhang mitgeschickten Beförderungspapiere (1 Blatt) aus und ergänzen Sie Ihre Absenderadresse.
5. Melden Sie gegebenenfalls den Gefahrgut-Versand (wenn nötig) bei Ihrem Versanddienstleister vorab an **und labeln Sie das Gerät ausreichend**. Händigen Sie das Beförderungspapier mit dem Paket Ihrem Versanddienstleister aus. (Bei dem Versanddienstleister DHL ist keine Anmeldung vorab nötig)
6. Schicken Sie Ihr Gerät an zu dem **vereinbarten Termin** an
VIVO SCOUT GmbH
Technische Abteilung
Lindengasse 18
90419 Nürnberg
7. Sobald wir Ihr Gerät vor Ort haben, werden wir die STK durchführen und Ihnen das Gerät inklusive des Prüfprotokolls schnellstmöglich zurück senden. **Bitte schalten Sie das Gerät nach Erhalt wieder ein.**

Vielen Dank für Ihr Vertrauen,

Ihr VIVO SCOUT Team



U N 3 0 9 1